

**Vård av dynor och klädsel:** Använd bara desinfektionsmedel avsett för vinylklädsel. Andra alkoholbaserade kemikalier försämrar vinylens egenskaper vid långvarig exponering. Tag genast bort fläckar med tvål och vatten.

**Vård av träkonstruktion:** Din bänk är tillverkad av utvalt trä som ytbehandlats med lack. Ingen speciell vård krävs därför.

**Förvaring:** Fäst tillbehören i spännbanden under bänken. Förvara alltid bänken i väskan när den inte skall användas under en längre tid.



**Kontakt:** Erik Wallgren Leg. Naprapat, Ryggcenter | Jungfrusundsvägen 5,  
178 38 Ekerö | Tel. 08-560 30778 | E-mail: erik.wallgren@ryggcenter.se  
| [www.ryggcenter.se](http://www.ryggcenter.se)



## Epione Portabel behandlingsbänk



*T*ack för ditt val av Epione bärbara behandlingsbänk!

Din nya bänk är tillverkad av utvalt material och monterad med stor noggrannhet för att kunna möta högt ställda krav. Rätt använd och med lite daglig omvårdnad kommer din behandlingsbänk att fungera pålitligt under flera år framöver. Ta en stund att läsa igenom den här manualen för att bekanta dig med bänkens funktion. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor, eller får problem.